

Серия - CJ

IP65



Пылевлагозащищенные лабораторные весы высокого класса

Высокоточное измерение в агрессивных условиях



Медицина



Нефтегазовая
отрасль



Пищевые
производства



Химическое
производство

Высокоточные лабораторные весы ViBRA серии CJ с пылевлагозащитой IP65 гарантируют превосходный результат в сложных условиях эксплуатации, включая производственные участки. Весы серии CJ - лучшее решение Ваших задач.

Функции:

- Счетный режим
- Суммирование
- Процентное взвешивание
- Режим сравнения
- Измерение плотности
- **Взвешивание нестабильных грузов**

Гарантия 7 лет

Модель	CJ-220ER	CJ-320ER	CJ-620ER	CJ-820ER	CJ-2200ER	CJ-3200ER	CJ-6200ER	CJ-8200ER	CJ-15KER
Max, г	220	320	620	820	2200	3200	6200	8200	15000
Min, г	0,2				5				50
Дискретность, г	0,01				0,1				1
Класс точности	Высокий (II)								
Дисплей	Жидкокристаллический с подсветкой								
Размер платформы, мм	Ø 140				190x190				
Калибровка	Внешняя								
Интерфейс	RS232C								
Габариты, мм	310x208x87								
Вес, кг	≈2,2				≈2,7				



Преимущества технологии Tuning-Fork

Использование датчика Tuning-Fork в весах ViBRA серии CJ дает пользователю уникальные преимущества:

- Быстрое начало работы – вход в рабочий режим в течение 1 минуты;
- Высокая точность и воспроизводимость результатов;
- Экстремально низкая зависимость от температуры окружающей среды;
- Устойчивость к перегрузу (в 15 раз).



Взвешивание нестабильных грузов при минимальном времени отклика

Стабильность и скорость получения результата должны быть корректными в зависимости от характера измеряемого объекта. Весы ViBRA серии CJ при использовании специальных боксов позволяют взвешивать животных в лабораторных условиях.



Возможность автономного питания (опционально)

Опционально все весы серии CJ имеют возможность непрерывной работы до 200 ч. от "сухих" батарей. Это позволяет использовать весы в мобильных лабораториях и при выездной работе.



Зеркальный корпус из нержавеющей стали

Гладкая поверхность корпуса из нержавеющей стали, отталкивающий грязь прозрачный пластиковый чехол и устойчивость к влаге позволяют с легкостью очищать весы, и продлевают срок их эксплуатации.



Измерение плотности

Определение плотности образцов с помощью весов серии CJ возможно при использовании поддонного крюка (опция).



IP65

Большой жидкокристаллический дисплей

Большой (высота символов 18 мм) и яркий ЖК дисплей с подсветкой отображает информацию ярко и четко, что обеспечивает комфортную работу даже при слабом освещении.