

# Лабораторные весы Adam Equipment серии Highland

Номер в Госреестре СИ РФ 42930-09



## ADAM®

Электронные лабораторные весы серии Highland - простая модель экономкласса с базовым набором программ. Весы имеют все необходимые функции для работы в научно-производственных и учебных лабораториях, а также для использования в полевых условиях.

Серия Highland представлена весами в 8 модификациях с различным наибольшим пределом взвешивания и дискретностью.

### Система HandiCal™

Для осуществления быстрой и простой калибровки весы серии Highland оснащены встроенной гирей с запатентованным механизмом ручного управления HandiCal™.

### Система ShockProtect™

Уникальная запатентованная защита от перегрузок ShockProtect™ разработана для большей надежности и может выдержать многократные перегрузки без повреждения механизма взвешивания.

### Выбор типа питания

Наряду с работой от электросети через адаптер в весах Highland предусмотрено использование встроенного аккумулятора.

### Подключение к внешним устройствам

Двухнаправленные интерфейсы RS-232 и USB обеспечивают простую коммуникацию при передаче данных на компьютер, принтер или другие внешние устройства.

### Контрастный дисплей

Большой жидкокристаллический дисплей с высотой символов 18 мм и подсветкой гарантирует отличную считываемость показаний и комфортную работу при любом освещении.

### Продуманный дизайн

Оригинальный дизайн весов позволяет их компактно размещать при хранении и транспортировке, благодаря составлению друг на друга. При этом сохраняется свободное место, весы защищены от возможных повреждений.

Компания Adam Equipment Co., Ltd. производит промышленные и лабораторные весы больше 35 лет, предоставляя профессионалам во всем мире качественное оборудование, которое отличается высокой скоростью работы и точностью.

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

- Калибровка встроенной или внешней гирей.
- Защита от перегрузки со звуковым сигналом, индикатор нагрузки.
- Интерфейсы RS-232 и USB.
- Работа от сети или встроенного аккумулятора.
- 15 единиц взвешивания.
- Выборка массы тары.
- Влагозащищенная клавиатура.
- Платформа из нержавеющей стали.
- Функция автоматического выключения весов.
- Крюк для взвешивания под весами.
- ЖК-дисплей с подсветкой.
- Съёмный ветрозащитный кожух.
- Индикатор низкой зарядки батарей.
- Регулировка ножек по пузырьковому уровню.



## РЕЖИМЫ ВЗВЕШИВАНИЯ:

- Простое взвешивание.
- Взвешивание в процентах.
- Счетный режим.
- Суммирование.

## Технические характеристики

Модель	НСВ 123	НСВ 153	НСВ 302	НСВ 602Н	НСВ 602	НСВ 1002	НСВ 1502	НСВ 3001
НПВ, г	120	150	300	600	600	1000	1500	3000
НмПВ, г	0,02	0,1	0,2	0,5	1	0,5	2,5	2
Дискретность, г	0,001	0,005	0,01	0,01	0,02	0,01	0,05	0,1
Класс точности по ГОСТ 24104-01	Высокий (II)		Средний (III)	Высокий (II)			Средний (III)	
Цена поверочного деления, г	0,01	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1
Калибровка	Встроенной гирей							
Интерфейс	RS-232C и USB							
Питание	От сети 220В/50Гц через адаптер или от встроенного аккумулятора							
Дисплей	Жидкокристаллический с подсветкой							
Диаметр платформы, мм	Ø120							
Габариты, мм	170 x 245 x 80							
Масса, кг, не более	2							

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

**Adam Equipment Co., Ltd.**

Bond Avenue, Denbigh East, Milton Keynes,  
MK1 1SW, UK.

**Phone:** +44 1908 274545

**E-mail:** sales@adamequipment.co.uk

**URL:** www.adamequipment.co.uk

## ДИСТРИБЬЮТОР:



**НПП**  
ЭНДШПИЛЬ

**ООО НПП «Эндшпиль»**

142784, г. Москва,  
п. Московский,  
д. Румянцево, стр. 1

Тел./факс: (495) 979-85-81/73, 410-11-76

Сайт: www.endshpil.ru

E-mail: info@endshpil.ru