


Дополнительное оборудование



● CSP-160 II Микропринтер

| | |
|---|-------------------------------------|
| Модель | CSP-160 II |
| Характеристики | 5x7, матричный |
| Количество символов в строке | Не более 16 |
| Размер символов, мм | 1.8 (ш), 2,55 (в) |
| Габариты, мм | 155x145x48 |
| Размер бумаги, мм | 45 (ш) x 30 (диаметр рулона бумаги) |
| Сочетает функции печати как статистических данных, так и результатов измерений. | |