

Компаратор для концевых мер длины "GBCS-250"

Серия 565

Ручной компаратор с двусторонними измерительными головками

- Концевые меры длины от 0,1 мм до 250 мм можно легко сравнить с эталонами GBCD-250.



№	Диапазон изм-й [мм]
565-150-01D	0,1-250

Спецификация

Разрешение	0,00001 мм (0,01 мкм)
Измерительный блок	Laser Hologage (верхний, нижний)
Измерительное усилие	0,7 Н (верхний) 0,2 Н (нижний)